



- Rigidez dielétrica: 24,5kv.
- Proporção de mistura: 1:1.
- Tempo de trabalhabilidade a 23 °C: 8 min.
- Tempo de polimerização total a 23 °C: 20 min.
- transparente azul.
- Produto não perigoso conforme a diretiva CE 67/548/CEE o 1999/45/CE.

MPGEL 100

Gel de silicone bicomponente em frascos

Os dois componentes fornecidos em frascos de 0,5 litros, misturados em uma proporção de 1:1, polimerizam rapidamente e, graças à baixa viscosidade, garantem um preenchimento rápido e seguro do local a ser isolado. A quantidade fornecida pode também ser utilizada parcialmente de acordo com a necessidade de aplicação.


produto	embalagem (litro)
MP-GEL 100	1

Número de caixas preenchidas para o produto


produto	caixa redonda ø x h (mm)		caixa quadrada A x B x h (mm)		
	65x35	80x40	100x100x50	120x80x50	150x110x70
MP-GEL 100	14	10	2	2	1

valor calculado para o preenchimento das caixas completamente vazias

CAIXA REDONDA



CAIXA QUADRADA



Vantagens

- Atóxico;
- Removível;
- Ecológico;
- Preenchimento perfeito.